

Individuální výroba Ortézy dolních končetin



Ortéza abdukční

Plastová - pro pevné vedení a správné postavení pánve a dolních končetin v abdukcii. Možno st určit dle požadavků lékaře nastavení stupňů abdukcce



Derotační aparátky

Zpracování třmenu do dubu vede dolní končetiny.



Ortéza peroneální

Plastová, fixační dynamická - po centrální mozkové příhodě.



Ortéza pro valgózní nebo varózní postavení kolenního kloubu

Plastová, fixační-redresní, pro děti, s tříbodovým účinkem.



Ortéza redresní

Botka - s radiální kloubem pro PESEQUINO VARUS



Ortéza s dvouosým kolenním kloubem

Nerez, zhotovena vakuovým litím z pryskyřice, je určena pro pacienty s artrózou, instabilitou a osovou defigurací kolen - varózní, valgóvní, rekurvační.



Ortéza abdukční
- tzv. Sedací myš,
dětská



Abdukční peřinka - fixační ortéza pro abdukcii kyčelních kloubů.
Pokud nevyhovuje sériově zhotovená.



Ortéza s
plastovým
kloubem, s
možností
nastavení flexe a
extenze.



**Polohovací
plastová dlah**
ortéza se používá
pro pacienty s
indikací trauma,
pooperační stavy,
potraumatické
defigurace, instability
v hlezemím kloubu