



Individuální výroba Ortézy trupové

Ortéza trupová Caen's

Hyperkorekční je dnohlá šňová ortéza tvarovaná na upraveném pozitivu.

- vyhotovená z polyethylénu
- s předním otevíráním
- vyplněná plastazotem
- odlehčená v expanzních zónách
- určená pouze pro noční nošení
- svou hyperkorekci nahradí nošení korzetu

Aplikace korzetu se provádí vleže, musíme mít jistotu, že ortéza je vyhovující. V případě potřeby provádíme ihned úpravu korzetu.

Indikace : Na základě těchto výsledků je korzet Caen's určen pro idiopatické skoliózy s jednou křivkou.

- dorzolumbální
- dorzální, kdy asymetrie ramene vyvolaná korzetem má velký význam
- lumbální, kde způsob výroby korzetů umožňuje uvolnění z iliolumbálního úhlu

U menšího dítěte je možné zlepšení růstu na straně konkavity, jako v případě dítěte léčeného od 6 let pro dorzolumbální skoliózu s vývojem 30° . V tomto případě rtg. Vyšetření realizujeme až za dva roky. U staršího dítěte, u kterého se začalo s malým úhlem zakřivení, od zjištění zhoršení je možné počítat s lepším výsledkem než pouhou stabilizací křivky, jako např. v případě dívky, která začala léčbu korzetem ve věku od 14 do 16 s dorzální skoliózou 30° , která je nyní stabilizována na 10° , stejně jako před rokem.

