


Mapa



Tabulky měření velikostí sériově vyráběných ortéz

Kolenní ortézy		
obvod přes střed česky		
cm		označení
35 - 37		S
38 - 39		M
40 - 41		L
41 - 43		XL

Hlezenní ortézy		
velikost boty		
velikost boty		označení
3 - 4		S
5 - 6		M
7 - 9		L
10 - 12		XL

Zápěstní ortézy		
obvod kolem zápěstí		
cm		označení
11,4 - 15,2		S
15,2 - 19,1		M
19,1 - 22,9		L
22,9 - 25,4		XL

Loketní ortézy		
obvod loketního okoubu		
cm		označení
20,3 - 22,9		S
22,9 - 25,4		M
25,4 - 27,9		L
27,9 - 30,5		XL

Zádová ortéza		
obvod dolního okraje hrudníku		
cm		označení
61 - 76		S
76 - 91		M
91 - 107		L
107 - 122		XL

Límec		
obvod a výška krku		
výška	obvod	označení
8	30 - 35	S
9	36 - 38	M
10	39 - 40	L
11	41 - 45	XL

Trupové ortéza						
Bederní pás - měří se obvod pasu						
XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
59 - 69	69 - 82	82 - 94	94 - 107	107 - 122	122 - 136	136 - 148

Hrudní ortéza	
Velikost	obvod hrudníku
dětská	do 70 cm
malá	71 - 80 cm
střední	81 - 94 cm
velká	95 - 108 cm
velká X	109 - 125 cm